

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/S
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z/S
CODE	AM-OSK-Z/S
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z/S



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Place the brace on the leg.

- 2. PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym.
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.