




KOD KATALOGOWY	OKD-19
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-19
CODE	OKD-19
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-19



1. **PL:** Zapnij ortezę obwodową na nodze tak, aby pelota odciążająca (1) znajdowała się tuż pod rzepką.  
**EN:** Fasten orthosis circumferentially on the leg. Make sure that pelota is right under the kneecap.



2. **PL:** Zapnij rzep.  
**EN:** Fasten with Velcro.
3. **PL:** Gotowy produkt.  
**EN:** Product is ready to use.