



KOD KATALOGOWY	U-SS
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	U-SS
CODE	U-SS
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	U-SS



1. PL: Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



2. PL: Zapnij rzepy według numeracji (1) (2).
EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps: (1) and (2).



3. PL: Zapnij pasy dociągowe (3) i (4).
EN: Fasten the straps (3) and (4).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.