




KOD KATALOGOWY	FIX-KD-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-01
CODE	FIX-KD-01
TRADE NAME	LOWER LIMB SUPPORT
MODEL	FIX-KD-01



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put on the orthosis on the leg.

2. **PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.
EN: Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.