



KARTA POMIAROWA

na indywidualne zamówienie
ortez dziecięcych



JAK MIERZYĆ?



MEDICAL DEVICE CLASS 1  WYRÓB MEDYCZNY KLASA 1

REH4MAT

PCO POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES

POMIAR POSZCZEGÓLNYCH ORTEZ

KOŃCZYNA GÓRNA

PCO-A-02	8,9,10,11,12,	A, B, C, D,	I.
----------	---------------	-------------	----



UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Prawidłowo dobrany rozmiar ortezi jest wówczas, gdy po włożeniu ręki pomiędzy ortezą PCO, a ciało pacjenta, wyczuwalny jest znaczny opór. Wówczas, ze względu na swoją dynamiczną kompresję, orteza powinna rozciągnąć się o max. 5cm.

NR.	POMIAR	Obwód części ciała	Szerokość części ciała	Długość części ciała	
				(CM)	
8	OBWÓD ŁOKCIA			A	
9	OBWÓD PRZEDRAMIENIA POM. 8 i 10			B	
10	OBWÓD NADGARSTKA			C	
11	OBWÓD KCIUKA			D	
12	OBWÓD ŚRÓDRĘCZA			POMIAR KONTROLNY	
				I	

LEGENDA:  - POMIAR NIEDOSTĘPNY