


KOD KATALOGOWY	OKD-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-09
CODE	OKD-09
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-09



1. **PL:** Umieść pelotę silikonową na paśmie biodrowo-piszczelowym (1), przepleć pasek przez klamrę i zapnij rzep (2).

**EN:** Place the silicone pad on the iliotibial band (1), interlace the strap through the buckle and fasten the Velcro (2).



2. **PL:** Gotowy produkt.

**EN:** Product is ready to use.