


# KARTA POMIAROWA


na indywidualne zamówienie  
ortez dziecięcych



MEDICAL DEVICE CLASS 1  
WYRÓB MEDYCZNY KLASA 1



## JAK MIERZYĆ?



## POMIAR POSZCZEGÓLNYCH ORTEZ

### KOŃCZYNA DOLNA

PCO-L-10	18,19,20,	L, M,	IV.
----------	-----------	-------	-----



### UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Prawidłowo dobrany rozmiar ortezi jest wówczas, gdy po włożeniu ręki pomiędzy ortezą PCO, a ciało pacjenta, wyczuwalny jest znaczny opór. Wówczas, ze względu na swoją dynamiczną kompresję, orteza powinna rozciągnąć się o max. 5cm.

NR.	POMIAR	Obwód części ciała	Szerokość części ciała	Długość części ciała
				↕ (CM)
18	OBWÓD UDA			L
19	OBWÓD POMIĘDZY 18 i 20			M
20	OBWÓD UDA 5 CM POWYŻEJ ŚRODKA RZEPKI			POMIAR KONTROLNY
				IV

LEGENDA: - POMIAR NIEDOSTĘPNY