



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSS-22 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ |
| MODEL | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-22 |
| | |
| CODE | AM-OSS-22 |
| TRADE NAME | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-22 |



1. PL: Załóż ortezę na nogę i zapnij według kolejności (1) (2) (3).

EN: Put on the orthosis on the leg and fasten as described (1) (2) (3).



2. PL: Zapnij rzep.

EN: Fasten with Velcro.

3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.