



KOD KATALOGOWY	AM-PES-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PLECÓW
MODEL	AM-PES-02
CODE	AM-PES-02
TRADE NAME	BACK ORTHOSIS
MODEL	AM-PES-02



- 1. PL:** Przepleć pasy przez klamkerki (1) i załóż ortezę na ramiona (2).
EN: Fasten the Velcro straps (1) and place the brace on the shoulders (2).



- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy (4 i 5).
EN: Set the required level of compression and fasten the Velcros (4 and 5).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.