


KOD KATALOGOWY	OT-16
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-16
CODE	OT-16
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-16



**1. PL:** Załóż ortezę na ramiona i zapnij na rzep z przodu.

**EN:** Place the brace on shoulders and fasten the Velcro closure on the front.



**2. PL:** Ustaw odpowiednią długość szelek za pomocą rzepów.

**EN:** Adjust the length of the harness with Velcro.



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.