



KOD KATALOGOWY	U-SN
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	U-SN
CODE	U-SN
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	U-SN



- 1. PL:** Umieść kciuk w otworze kciuka.  
**EN:** Put the thumb in the thumb hole.



- 2. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1).



- 3. PL:** Opleć nadgarstek we wskazanym kierunku i zapnij rzep (2).  
**EN:** Wrap your wrist as the following direction and fasten the Velcro closure (2).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.