



KARTA POMIAROWA
na indywidualne zamówienie
ortez dziecięcych



JAK MIERZYĆ?



MEDICAL DEVICE CLASS 1
WYRÓB MEDYCZNY KLASA 1



POMIAR POSZCZEGÓLNYCH ORTEZ




TUŁÓW

PCO-T-03	2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,	G,H,I,J,K,	II.
----------	---------------------------	------------	-----



UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Prawidłowo dobrany rozmiar ortezi jest wówczas, gdy po włożeniu ręki pomiędzy ortezę PCO, a ciało pacjenta, wyczuwalny jest znaczny opór. Wówczas, ze względu na swoją dynamiczną kompresję, orteza powinna rozciągnąć się o max. 5cm.

NR.	POMIAR	Obwód części ciała	Szerokość części ciała	Długość części ciała (CM)	
					
2	SZEROKOŚĆ SZYI			G	
3	SZEROKOŚĆ RAMION			H	
4	SZEROKOŚĆ BARKU			I	
5	WYSOKOŚĆ OD PACHY DO BARKU			J	
6	OBWÓD RAMIENIA			K	
13	OBWÓD POD PACHAMI			POMIAR KONTROLNY	
14	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ POM. 13 i 15			II	
15	OBWÓD TALII				
16	OBWÓD BIODER				
17	OBWÓD NA WYSOKOŚCI KROCZA				

LEGENDA:

